

## 产品描述

HS-107是一款阴离子静电植绒浆，适用于转移植绒和静电植绒打底。

## 典型性质

外观	乳白色液体
PH	7.0-8.0
粘度	18000-20000cps
密度	1.045g/cm <sup>3</sup>
建议网目	32-60T

## 使用方法

- 1、可适用于机印，也可以适用于手印；
- 2、添加2%HS-100助剂后使用，打底1-2次，然后使用其他粘贴面覆盖2至3次；自然干燥后，我们建议印花后，纺织物应在4小时内按170℃15秒内压制，固化必须在150℃进行2分钟，客户需印刷和基板的种类来决定时间和温度进行优化。冷却后，60℃耐洗牢度较好；
- 3、将HS-107打底1至2次，再用其他粘贴面印刷，密封后立即打印1至2次。也可根据要求不打底，直接用颜料加入相同颜色的绒毛在其他浆料中，加入2%HS-100，然后搅拌均匀，在48小时或自然干燥后立即密封，在150℃干燥2分钟。

## 存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5℃至35℃，避免阳光直射；